

INFORMATION OM PERSONLYFT

- Användande av lyft kräver bedömning av arbetsterapeut.
- Lyftselen ska alltid provas ut individuellt.
- Titta på individens utprovningsskontroll för att se hur lyftselen ska placeras.
- Urkrokningskydden får inte tas bort! Om de saknas, kontakta arbetsterapeut. Ladda lyften när den inte används eller minst varje natt.
- Planera lyftet innan Ni börjar.
- Kroka på markerade lyftband, först selens huvuddel sedan bendelen.
- Höj sängens huvudända och sänk sedan sängen.
- Kontrollera att lyftbanden är uppsträckta ordentligt och att lyftselen sitter rätt innan individen lyfts från underlaget.
- Lyft aldrig högre eller längre sträckor än vad som är nödvändigt.
- Lås aldrig hjulen på lyften under ett lyft, men vid lyft från golv ska lyften låsas om brukarens huvud ligger mot lyften.
- Kontrollera lyftbygeln vid nedsänkning, akta pannan!
- Kontrollera alltid sömmar och band på lyftselen efter tvätt.
- Kontakta arbetsterapeut om lyftselen inte sitter bra på individen, för eventuellt byte av modell eller storlek.