

Underhåll och felsökning av medicintekniska produkter

Rengöring- underhåll - felsökning

Dokumentansvarig: Medicinskt ansvariga för rehabilitering

Innehåll

Vad gör du när ett hjälpmedel går sönder?	4
Omvårdnadshjälpmedel (ex lyft, säng)	4
Personligt förskrivna hjälpmedel - Regionens hjälpmedel	4
Rengöring och underhåll	5

Vad gör du när ett hjälpmedel går sönder?

Omvårdnadshjälpmedel (ex lyft, säng)

Vårdpersonalens ansvar:

- Anmäl omgående till ansvarig arbetsterapeut enligt nedan för reparationer att den omvårdnadshjälpmedel. Läs mer i dokument ” vid akut fel på säng och lyft”.
- Trasiga produkter tas omedelbart ur bruk.

Arbetsterapeutens ansvar:

- Skriva en beställning på ersättningsprodukt

Hjälpmedelsteknikerteknikers ansvar:

- Trasiga produkter tas omedelbart ur bruk. Rapporterar vidare till ansvarig arbetsterapeut om den medicintekniska produkten behöver ersättas.
- Avgör i samband med rekonditionering om den medicintekniska produkten ska återanvändas eller ska skrotas.
- Avvikelse rapport ska skrivas på avsedd blankett.

Vardagar

Kontaktas hjälpmedelstekniker eller ansvarig arbetsterapeut.

Åtgärd kvällar och helger

- I möjligast mån avvakta till nästkommande vardag. (Läs mer i dokument ” vid akut fel på säng och lyft” orebro.se.)

Personligt förskrivna hjälpmedel - Regionens hjälpmedel

Rullstolar, elektriska ryggstöd och andra dyrare hjälpmedel är märkta med en klisterlapp där det står Centrum för hjälpmedel och ett id nr. Transporterna ska ske med turbil till Örebro.

När en vårdtagares rullstol behöver repareras, kontaktar personal eller patienten själv Centrum för hjälpmedel i Örebro tel. 019- 602 42 00. Välj reparation och service via knappval eller kundtjänst. Det finns även möjlighet att felanmäla via deras hemsida eller app (Appen fungerar både i IOS och Android. Sök på ”felanmälan cfh”).

Helg

Jourtelefon 019-602 23 00. kl. 10.00-14.00.

Nästkommande vardag anmäls felet till ansvarig arbetsterapeut.

Berätta för teknikern vad som är trasigt.

- Tekniker bedömer vad som behöver göras. Om de bedömer att rullstolen ska repareras, bokar de tid för reparation och transport till Centrum för hjälpmedel.
- Transport till/från reparation sker med turbil från Centrum för hjälpmedel. I de fall omvårdnadspersonal bokar transport kan den ske till/från vårdtagarens eget hem.

- Kontakta ansvarig arbetsterapeut om en lånerullstol behövs under reparationstiden.
- Ansvarig arbetsterapeut kan rådfrågas, men ansvarar inte för att reparationen utförs.

Rengöring och underhåll

Rengöring

Regelbunden rengöring av hjälpmedel ska göras. Exempelvis i samband med duschsituationen. Torka av hjälpmedlet med varm fuktig trasa och vid behov ska desinfektionsmedel användas. Vid behov tvättas hjälpmedel i textil (lyftselar, vårdbälte, dynöverdrag) tvättmaskin i 60 grader. Ingen torktumling.

Underhåll

Om man ser att något är skadat eller slitet, exempel att sömmar på lyftsele är trasiga, slitna, en sladd är trasig till en säng eller en laddare till en stationär lyft, rullstolshjul sitter löst, ska kontakt tas med arbetsterapeut.

Hjälpmedel	Vad	När
Lyft	<p>Vid fel på lyft</p> <ul style="list-style-type: none"> • se till att nödstoppet ej är intryckt • att kontakten ej sitter i eluttag • att kablarna till motorn är rätt anslutna <p>Kontakta arbetsterapeut och dokumentera i Treserva.</p> <p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • att kabel till manöverdosa och laddningsladd är oskadda <p>Rengöring (kontaktpersonens ansvar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torka av lyften minst en gång i månaden med en fuktig trasa. Använd diskmedel om det behövs. Torka torrt. • Håll hjulen fria från damm, hår och annan smuts. <p>Bruksanvisning ska finnas på lyft eller i hemmapärm Urkrokningskyddet får aldrig tas bort! Om de saknas, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ladda lyften när den inte används eller minst varje natt. 	<p>Vid behov</p> <p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>
Lyftsele	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glöm inte att kontrollera lyftsele regelbundet. Sömmar ska vara hela, det får inte förekomma hål i tyget. sömmar, upphängningsöglor, styröglor, spännen och material är hela och fria från skador t ex nötning eller är blekta. <p>Är du tveksam eller har ett trasigt lyftsele ta kontakt med arbetsterapeut</p> <p>Rengöring</p> <ul style="list-style-type: none"> • följ tvättråd på selen <p>Utprovningsprotokoll ska finnas hos brukaren.</p> <p>OBS! Om vårdtagaren minskar/ökar i vikt eller att bålbalansen förändras kan selen behöva bytas, annan modell eller storlek. Kontakta ansvarig arbetsterapeut.</p>	<p>Kontinuerligt och efter tvätt</p> <p>Kontinuerligt</p>
Förflyttnings-hjälpmedel tex. vårdbälte, glidmatta, glidlakan	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • att sömmar och material är hela och fria från skador tex.nötning eller är blekta • belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning <p>Rengöring</p> <ul style="list-style-type: none"> • se tvättråd på hjälpmedlet <p>Utprovningsprotokoll ska finnas i brukarens hem om behov finns. Vid fel kontakta arbetsterapeut.</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>

<p>Vårdsäng</p>	<p>Vid fel på säng</p> <ul style="list-style-type: none"> kontrollera att nätkabel och kabel till manöverdosa är oskadda och anslutna. Om sängen tex. inte går att höja eller sänka men övriga funktioner fungerar kan man göra en omkoppling på elektronikboxen. Instruktion finns. Notera att olika sätt för omkoppling finns beroende på sängens modell. Är manöverdosa trasig till vårdsäng Comfort finns ny dosa att hämta i akutväskorna. <p>Kontakta arbetsterapeut.</p> <p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> att nätkabel och manöverdosa är oskadda att låsning av alla hjul fungerar <p>Rengöring (kontaktpersonens ansvar)</p> <ul style="list-style-type: none"> rengöres med rengöringsmedel eller ytdesinfektion. Ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen 	<p>Vid behov</p> <p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>
<p>Elektriskt sängryggstöd</p>	<p>Kontrollera att sängryggstödet ligger rakt i sängen genom att lyfta överdelen så att ramen syns. Se efter så att banden är spända, om ryggstödet glidit snett kontakta arbetsterapeut</p> <p>Vid fel på elryggstöd Kontrollera att nätkabel och manöverdosa är oskadda och anslutna. Vid fel kontakta arbetsterapeut</p>	<p>Vid renbäddning</p>
<p>Mobila dusch- och toalettstolar</p>	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> att låsning av alla hjul fungerar att sits och rygg är hela att hjulen sitter fast <p>Rengöring (kontaktpersonens ansvar)</p> <ul style="list-style-type: none"> rengöres med rengöringsmedel eller ytdesinfektion hjul, ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen <p>Instruktion angående låsning och placering av hjul ska finnas i brukarens hem.</p> <p>Vid fel kontakta arbetsterapeut.</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>
<p>Hygienhjälpmedel t.ex. toaförhöjning och duschstolar</p>	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> att hjälpmedlet fungerar som tänkt <p>Rengöring (allas ansvar) Bruksanvisning finns hos brukaren. Vid fel kontakta arbetsterapeut.</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>
<p>Förebyggande/ behandlande luftmadrass</p>	<p>kontrollera att madrassen är fylld med luft Vid fel på madrass kontrollera att slangar, kontakt och ventil vid huvudändan sitter i och att strömbrytaren är påslagen.</p>	<p>Kontinuerligt</p>

	Om det fortfarande är fel kontakta tjänstgörande sjuksköterska	
Rullstol	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tippskydden är nerfällda och rätt ihakade innan någon sätter sig i rullstolen – de skyddar mot bakåttippling. • Lås bromsarna vid överflyttning och vid uppresning. • Lyft aldrig rullstolen i armstöd- eller benstöd. Om inget annat uppges. • Brukaren får aldrig stå på fotstödet vid förflyttning eftersom rullstolen då kan tippa. • Ändra aldrig på rullstolens inställningar. • att tilt fungerar, att stolens rygg och sits kan fällas framåt och bakåt (gäller komfortrullstol) • lufttrycket i däcken, pumpa vid behov • kontrollera att hjulen sitter fast <p>Rengöring (kontaktpersonens ansvar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • chassit tvättas med rengöringsmedel • avtagbar klädsel tvättas i maskin, se tvättråd • ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen <p>Vid fel kontakta arbetsterapeut</p> <p>Byte av slang och däck Vid punktering bistå brukaren vid behov med hjälp att köpa nytt däck/lagning. Centrum för hjälpmedel tillhandahåller mot betalning slang och däck. Vid däckbyte eller annan reparation av rullstolar och andra hjälpmedel ta direkt kontakt med hjälpmedeltekniker på CFH. Tel 019- 602 42 00. Man kan även ta kontakt med lokal cykelreparatör för lagning av punktering eller byte av slang. Brukaren står själv för kostnaden.</p> <p>Bruksanvisning finns hos brukaren.</p> <p>Om brukaren minskar/ökar i vikt eller får ett ändrat allmäntillstånd kan rullstolen behövas bytas ut till en annan modell eller storlek. Ta kontakt med arbetsterapeut.</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Vid behov och grundligt en gång i månaden.</p>
Sittdyna till rullstol	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placera sittdynan i rullstolen enligt de instruktioner arbetsterapeuten har gett. • att dynan är oskadd <p>Rengöring se tvättråd</p> <p>Bruksanvisning finns.</p> <p>Vid fel på dynan kontakta arbetsterapeut</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>
Rollator/Gåbord	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • att broms fungerar och att låsning av hjulen sker 	Kontinuerligt

	<p>Rengöring (kontaktpersonens ansvar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • rengör med rengöringsmedel eller ytdesinfektion • ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen <p>Vid fel på rollatorn/gåbordet kontakta sjukgymnast/fysioterapeut. Bruksanvisning finns hos brukaren.</p>	Kontinuerligt
Arbetsstol	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • att bromsen fungerar <p>Rengöring (kontaktpersonens ansvar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • chassit tvättas med rengöringsmedel • avtagbar klädsel tvättas i maskin, se tvättråd • ta bort hår och smuts som fastnat i hjulen <p>Bruksanvisning finns hos brukaren. Vid fel kontakta arbetsterapeuten och dokumentera i Treserva.</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>
Hygienhjälpmedel t.ex. toaförhöjning och duschstolar	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • att hjälpmedlet fungerar som tänkt <p>Rengöring (allas ansvar)</p> <p>Bruksanvisning finns hos brukaren. Vid fel kontakta arbetsterapeut</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>
Övriga hjälpmedel Tex, förhöjnings- dynor, stödhandtag, Förhöjnings- klotsar	<p>Kontrollera</p> <ul style="list-style-type: none"> • att hjälpmedlet fungerar som tänkt <p>Rengöring (kontaktpersonens ansvar) se specifik bruksanvisning</p> <p>Bruksanvisningar finns hos brukaren. Vid fel kontakta arbetsterapeut</p>	<p>Kontinuerligt</p> <p>Kontinuerligt</p>