

Produkt	Verksamhet	Anskaffning/ rekommenderad produkt	Användning/utbildning	Användarunderhåll	Utrangering	Kommentar
	Anger var produkterna ska finnas	Ansvarig: Inköpsansvarig/Utsedd ansvarig.	Ansvarig: Enhetschef och sjuksköterska	Ansvarig: Utsedd ansvarig	Ansvarig: Utsedd ansvarig	
Blodsockermätare	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Accu-chek Instant I ordinärt boende ska diabetiker ha sin egen blodsockermätare.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Används av personal med reell kompetens, sjuksköterska instruerar.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	
Blodtrycksmätare automatisk	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Omron M5 Black Edition	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Används av personal med reell kompetens, sjuksköterska instruerar.	Rengöring vid behov. Vid tveksamma resultat, kontrollmät med manuell blodtrycksmätare.	Uttjänt kasseras	Var uppmärksam på felkällor och om resultatet är rimligt. Vid tveksamhet, kontrollmät med manuell blodtrycksmätare.
Blodtrycksmätare, manuell	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Henry Eriksson AB. Rekommendation att använda trippelmanschett, stötsäker manometer samt stetoskop av god kvalitet. Rekommendation att manschett finns i mindre och större storlek.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Används av personal med reell kompetens, sjuksköterska instruerar.	Funktionskontroll årligen med kontrollmanometer, Röda testväskan. Rengöring vid behov	Uttjänt kasseras	Startsida - AB Henry Eriksson Var uppmärksam på felkällor och om resultatet är rimligt. Vid tveksamhet, kontrollmät med annan manuell blodtrycksmätare alt gör om mätningen.
Kontrollmanometer i väska för manuella blodtrycksmätare	Ska finnas minst en i varje kommun. Plats enligt lokal beskrivning	Henry Eriksson AB. "Röda testväskan"	Användning och kalibrering enligt tillverkarens bruksanvisning.	Inget användarunderhåll.	Uttjänt kasseras	Kontrollmanometer - AB Henry Eriksson
Diskdesinfektor	Särskilt boende	Kontakta medicinsk teknik och hygiensköterska på USÖ	Användning enligt tillverkaren, utbildning av tillverkaren.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	Medicinsk teknik: 019- 602 13 02 Hygiensköterska: 019-6021038

Spoldesinfektor	Särskilt boende	Kontakta medicinsk teknik och hygiensköterska på USÖ	Användning enligt tillverkaren, utbildning av tillverkaren.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	Medicinsk teknik: 019- 602 13 02 Hygiensköterska: 019-6021038
Droppställningar	Ska finnas inom kommunal vård, enl. länsöverenskommelse	Köps via Raindance	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Rengöring av hjul som hålls fria från skräp.	Uttjänt kasseras	
Otoskop	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Welch Allyn via AJ Medical	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll enligt tillverkarens bruksanvisning	Uttjänt kasseras	https://www.ajmedical.se/searchanise/result?q=welch+allyn+otoskop
Stetoskop	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	STETOSKOP KOMPL Ø43MM VUXEN	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Öron oliver Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	
Saturationsmätare	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Massimo Rad 5 alt Nonin Onyx.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning	Batteri byts vid behov. Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	
Termometer Digital rektal	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Köps via Raindance	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	Regionen rekommenderar rektal termometer som första alternativ.
Termometer Digital öron	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Braun Pro6000	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Batteri byts vid behov. Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	Var uppmärksam på felkällor och om resultatet är rimligt. Vid tveksamhet, kontrollmät i andra örat eller med annan metod ex. rektal.

Våg person Ståvåg	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Klass III-vågar ex Kern, Seca Corina Medical	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	
Våg person Sittvåg	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Klass III-vågar ex Kern, Seca Corina Medical	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	
Våg tillhörande mobil personlyft	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Guldmann AB.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	
Blåsvolymmätare	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	Allytec.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Kalibreras enligt leverantörens bruksanvisning, kan ha inbyggd check.	Uttjänt kasseras	
Kärl Doppler	Särskilt boende/hemsjukvården (innefattar även LSS).	AJ Medical.se	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt kasseras	https://www.ajmedical.se/searchanise/result?q=Doppler

- De rekommenderade produkterna på denna lista är framtagna i samverkan med medicinsk teknik på USÖ och är därmed säkerställda och godkända att använda i verksamheterna. Övriga produkter får inte köpas in.
- Om rekommenderad produkt inte finns att köpa in på marknaden ska kontakt tas med medicinsk teknik på USÖ för stöd i vilken likande produkt som i stället får köpas in.

Telefonnummer till Medicinsk teknik, USÖ : 019- 602 13 02